

动态心电分析报告

2508040855572068 / 徐有德 / 2025-08-05 07:48:57
draft v1 / 未审核

软件验收样例：使用已公开的10分钟Demo波形，展示独立入报选择。未经过临床审核。
单发房早
连续三发房早


全部已确认结果统计（图条选择不改变统计）

分类	事件次数	心搏数量
最快心率	1	1
最慢心率	1	1
房早事件	31	144
室早事件	2	2
停搏事件	0	0
心率异常	44	139
房颤事件	0	0
ST段事件	0	0
其他事件	2	2

HRV 第1窗口 / 实际覆盖 0.17小时
修订后连续 N-N；窗口内直接计算；缺失时段留空；日间是清醒时段代理
60.25


时段	SDNN ms	RMSSD ms	pNN50 %	平均NN ms	有效NN	覆盖 / 有效NN秒
当前记录（不足24小时）	60.25	38.28	10.27	684.09	747	600 / 511.015
日间 06:00-22:00（清醒代理）	60.25	38.28	10.27	684.09	747	600 / 511.015
夜间 22:00-06:00	-	-	-	-	0	0 / 0.0
08-05 07:48	60.25	38.28	10.27	684.09	747	600 / 511.015

1. 单发房早




238.330-240.735秒 / 原始设备波形, 自适应幅度 / 目标1搏

2. 单发房早



501.965-504.365秒 / 原始设备波形, 自适应幅度 / 目标1搏

3. 连续三发房早



源报告作为独立对照，未参与本页修订后统计。

源报告摘要：有效心搏 929 / 平均心率 93.1 bpm / SDNN 69.23 ms

研究演示输出 / 原始电压标定未建立计量学溯源。